

BalanCD Transfectory CHO System

用于快速、可放大、高产的培养基和补充剂

- 定制化方案, 满足您的个性化需求
- 优化工艺
- 提高工艺稳定性

BalanCD Transfectory CHO系统是一个可放大的平台, 培养基和补充剂使用简单, 可生产毫克级至克级的重组蛋白产量。该系统支持CHO细胞的小规模和大规模瞬时转染, 使科学家们能够从早期发现到生产的各个环节应对CHO细胞。

定制方案, 满足您的需求

降低外源因子的风险

化学成分明确, 无动物成分

蛋白产量增加

使用Transfectory Supplement可使蛋白质产量增加, 加入这种浓缩水解物补充剂, 可以增加细胞生长、提高蛋白表达水平, 并维持细胞活率和转染效率。

优化流程

- 避免需要在开发阶段将HEK293细胞转换为CHO细胞
- 与常规稳转细胞系开发相比, 节省时间并降低开发成本
- 使用简化、可放大的方案, 无需在转染前后更换培养基

提高工艺稳定性

Transfectory CHO 的配方是依据 BalanCD CHO 培养基平台的生长培养基和补料制定的, 在不同阶段以不同规模进行的开发都保持稳定。



订购信息

产品名称	目录号 #	规格*
BalanCD Transfectory CHO (液体)	91147	1 L
BalanCD Transfectory CHO (粉末)	94129	10 L
转染补充剂 (Transfectory Supplement)	91148	500 mL
抗结团剂 (Anti-clumping)	91150	50 mL

*可根据要求提供定制尺寸和包装



富士胶片(中国)投资有限公司

公司地址:上海市浦东新区平家桥路100弄6号7号楼601单元
网址:<https://fujifilmbiosciences.fujifilm.com/us>
销售咨询:021-5010 6000 转生命科学事业部