


FUD-7010E 更新工具使用说明

本文档介绍如何在 Windows 7、8、8.1 系统上安装 FUD-7010E 的更新模块。

步骤 1

更新模块是一个可执行文件。请用鼠标双击以下图标来运行：

2015-03-20-1100-fud7010e-update.EXE



步骤 2

点击 "是/Yes" 按钮以更新程序。




步骤 3

更新文件解压过程中，将显示以下对话框：




步骤 4

解压程序完成后，将显示以下更新对话框。点击 **"执行/Execute"** 按钮以更新程序。



步骤 5

如果检测到已安装的 FUD-7010E 旧文件，将显示以下对话框。点击 **"是/Yes"** 按钮。



步骤 6

更新完成后，将显示以下对话框。点击 **"确定/OK"** 按钮完成更新。旧文件将被删除。

